

Datenblatt

Gerät:	3D Drucker
Marke:	MyCusini 2.0
Typ:	3D Food-Drucker
Gewicht:	4,0 kg
Filament Durchm.	1,0 mm
Filament:	Schokolade
Objektgröße:	90 x 90 x 46mm
Druckgeschwindigkeit:	5-50mm/s
Maße:	240 x 230 x 270mm
Besonderheiten:	Druck ohne PC Anbindung SD Card mit Druckvorlagen

Fotodarstellung:



Zubehör:



- 1 Druckplatte
- 2 Schoko-Filament
- 3 SD-Karte
- 4 Pinzette
- 5 USB-Adapter
- 6 Netzteil
- 7 Adapter für Netzteil
- 8 Reinigungsbürste

Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch

MZ-Nummer: 8000115	Seite : 2/2	durch: Medienzentrum Eichstätt Römerstraße 14 85072 Eichstätt
------------------------------	-----------------------	---



Kurzanleitung

Einschalten:

1 Gerät rückseitig einschalten



Startbildschirm und Funktionen:



Kartusche

Aktueller Füllstand in %

Kartusche: 0 %

Infozeile

"Kartusche einsetzen"

Kartuschenhalter ist nicht montiert

"Bereit!"


Bereit zu drucken

"Kartusche tauschen"

Kartusche ist leer

Vorbereitung:

- 1 Setzen Sie die SD-Karte ein
- 2 Setzen Sie das Schoko-Filament in die Kartusche (Anweisungen auf dem Display folgen)



Drucken:

- 3 Wählen Sie in der Hauptanzeige "Drucken" aus. Der mycusini heizt vor (Dauer ca. 15 min.)
- 4 Nach der Vorwärmphase können Sie das gewünschte Objekt auswählen.
- 5 Drücken Sie auf das entsprechende Objekt und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Die Schokolade solange vordosieren bis sie kontinuierlich aus der Düse fließt.

- 6 Lassen Sie das Objekt vollständig auskühlen bis Sie es von der Silikonmatte lösen.

MZ Nummer:

8000115

Seite:

2/2

durch: Medienzentrum Eichstätt

Römerstraße 14
85072 Eichstätt



